



 Mediimplant

***Katalog kompresního prádla***




## Obsah

| <i>název</i>                          | <i>kód</i> | <i>strana</i> |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| <i>Podprsenka standard</i>            | <i>PS</i>  | <i>3</i>      |
| <i>Podprsenka kulatá</i>              | <i>PK</i>  | <i>3</i>      |
| <i>Podprsenka řasená</i>              | <i>PR</i>  | <i>4</i>      |
| <i>Prsní pás</i>                      | <i>PP</i>  | <i>4</i>      |
| <i>Návlek na hlavu</i>                | <i>N</i>   | <i>5</i>      |
| <i>Návlek na paže</i>                 | <i>NPA</i> | <i>5</i>      |
| <i>Nátělník dámský</i>                | <i>ND</i>  | <i>6</i>      |
| <i>Kalhotky + šle</i>                 | <i>KA</i>  | <i>7</i>      |
| <i>Kalhoty břišní + šle</i>           | <i>KB</i>  | <i>7</i>      |
| <i>Kalhoty břišněstehenní + šle</i>   | <i>KBS</i> | <i>8</i>      |
| <i>Kalhoty břišněpodkolenní + šle</i> | <i>KBP</i> | <i>8</i>      |
| <i>Kalhoty břišněkotníkové + šle</i>  | <i>KBK</i> | <i>9</i>      |
| <i>Kalhoty stehenní</i>               | <i>KS</i>  | <i>9</i>      |
| <i>Kalhoty podkolenní</i>             | <i>KP</i>  | <i>10</i>     |
| <i>Kalhoty kotníkové</i>              | <i>KK</i>  | <i>10</i>     |
| <i>Nátělník pánský</i>                | <i>NP</i>  | <i>11</i>     |
| <i>Ukázka šití na míru</i>            |            | <i>11</i>     |
| <i>Jak se změřit</i>                  |            | <i>12</i>     |

Upozornění: Toto kompresní prádlo není zdravotnickým prostředkem.



## PS Podprsenka standard



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** 60A – 100D

**Ideální po:** augmentaci, modelaci prsou, zmenšení prsou


**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**PS1** s háčky


**PS2** se zipem

**PS3** s háčky a prsním pásem

**PS4** se zipem a prsním pásem



## PK Podprsenka kulatá



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** 60A – 100D

**Ideální po:** operacích, kde je požadován polokulatý obrys švu v podprsni rýze, dále po augmentaci, modelaci prsou, zmenšení prsou

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**PK1** s háčky

**PK2** se zipem

**PK3** s háčky a prsním pásem

**PK4** se zipem a prsním pásem



## PR Podprsenka řasená



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** 60A – 100D

**Ideální po:** operacích, kde je požadován bezešvý košíček, dále po augmentaci, modelaci prsou, zmenšení prsou

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**PR1** s háčky

**PR2** se zipem

**PR3** s háčky a prsním pásem

**PR4** se zipem a prsním pásem

Vaše míry v cm

| velikosti | obvod hrudníku<br>pod prsy | obvod hrudníku přes prsa |         |         |         |
|-----------|----------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
|           |                            | A                        | B       | C       | D       |
| 60        | 58-62                      | 72-74                    | 74-76   | 76-78   | 78-81   |
| 65        | 63-67                      | 77-79                    | 79-81   | 81-83   | 83-85   |
| 70        | 68-72                      | 82-84                    | 84-86   | 86-88   | 88-90   |
| 75        | 73-77                      | 87-89                    | 89-91   | 91-95   | 95-98   |
| 80        | 78-82                      | 92-94                    | 94-96   | 96-99   | 99-102  |
| 85        | 83-87                      | 97-99                    | 99-101  | 101-105 | 105-108 |
| 90        | 88-92                      | 102-104                  | 104-106 | 106-109 | 109-112 |
| 95        | 93-97                      | 107-109                  | 109-111 | 111-115 | 115-118 |
| 100       | 98-102                     | 112-114                  | 114-116 | 116-119 | 119-122 |



## PP Prsní pás (suchý zip)



Vaše míry v cm

| velikost | obvod nad prsy |
|----------|----------------|
| XS       | 70-76          |
| S        | 77-83          |
| M        | 84-90          |
| L        | 90-100         |

**Barva:** bílá, černá, tělová **Velikost:** XS, S, M, L

**Ideální po:** augmentaci (zejména při přístupu z axilly podsvalové umístění) jako stabilizační prvek implantátů





## N Návlek na hlavu (suchý zip)



**NO** návlek dvojčípý - ohlávka



**NM** návlek trojčípý - maska

**Barva:**

bílá, černá, tělová

**Velikost:**

S, M, L nebo na míru

**Ideální po:** operacích obličeje, tváří (facelifting) a krku, zákrocích na čelistních kloubech nebo onemocnění čelistních kloubů, event. aplikaci bradových nebo lícních implantátů

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**



**NO** dvojčípý - ohlávka

**NM** trojčípý - maska

| Vaše míry v cm |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| velikost       | obvod hlavy | obvod krku |
| S              | 52 – 58     | 28 – 38    |
| M              | 56 – 62     | 28 – 38    |
| L              | 60 – 66     | 28 – 38    |



## NPA Návlek na paže



**Barva:** bílá, černá, tělová


**Velikost:** XS, S, M, L, XL

**Ideální po:** liposukcích paží a ramen, plastiky kůže paží, otoky paží po mastektomii

| Vaše míry v cm |                       |                      |                  |                   |                           |                     |
|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| velikost       | obvod u kloubní jamky | obvod uprostřed paže | obvod nad loktem | obvod kolem lokte | nejširší místo pod loktem | obvod kolem zápěstí |
| XS             | 27                    | 24                   | 22,5             | 22                | 22                        | 16                  |
| S              | 29                    | 26                   | 23,5             | 23                | 23                        | 16                  |
| M              | 32                    | 29                   | 26               | 25                | 25                        | 17                  |
| L              | 35,5                  | 32                   | 28,5             | 27                | 27                        | 18                  |
| XL             | 39                    | 35                   | 31               | 29                | 29                        | 19,5                |



## ND Nátělník dámský (klasický zip)



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:** liposukci zad.  
S rukávem po liposukci paží

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**ND** bez rukávů

**ND1** krátký rukáv

**ND2** dlouhý rukáv

**Pozn.**

Při objednávání uvádějte i velikost košíčků, rozměry najdete v tabulce níže.

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pod prsy | obvod pasu | obvod boků |
|----------|----------------|------------|------------|
| XS       | 53-62          | 50-59      | 78-89      |
| S        | 63-72          | 60-69      | 90-99      |
| M        | 73-80          | 70-79      | 100-109    |
| L        | 81-90          | 80-89      | 110-119    |
| XL       | 91-100         | 90-99      | 120-129    |
| XXL      | 101-110        | 100-109    | 130-139    |


### Míry pro výběr velikosti košíčků

Vaše míry v cm

| velikosti | obvod hrudníku pod prsy | obvod hrudníku přes prsa |         |         |         |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
|           |                         | A                        | B       | C       | D       |
| 60        | 58-62                   | 72-74                    | 74-76   | 76-78   | 78-81   |
| 65        | 63-67                   | 77-79                    | 79-81   | 81-83   | 83-85   |
| 70        | 68-72                   | 82-84                    | 84-86   | 86-88   | 88-90   |
| 75        | 73-77                   | 87-89                    | 89-91   | 91-95   | 95-98   |
| 80        | 78-82                   | 92-94                    | 94-96   | 96-99   | 99-102  |
| 85        | 83-87                   | 97-99                    | 99-101  | 101-105 | 105-108 |
| 90        | 88-92                   | 102-104                  | 104-106 | 106-109 | 109-112 |
| 95        | 93-97                   | 107-109                  | 109-111 | 111-115 | 115-118 |
| 100       | 98-102                  | 112-114                  | 114-116 | 116-119 | 119-122 |



## KA Kalhotky + šle



**Barva:**  
bílá, černá, tělová

**Velikost:**  
XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:**  
liposukci břicha

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**KA1** se dvěma klasickými zipy


**KA3** s jedním klasickým zipem

**KA5** bez zipu

| velikost | Vaše míry v cm |            |            |              |
|----------|----------------|------------|------------|--------------|
|          | obvod pod prsy | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna |
| XS       | 53-62          | 50-59      | 78-89      | 49-51        |
| S        | 63-72          | 60-69      | 90-99      | 52-55        |
| M        | 73-80          | 70-79      | 100-109    | 56-59        |
| L        | 81-90          | 80-89      | 110-119    | 60-63        |
| XL       | 91-100         | 90-99      | 120-129    | 64-72        |
| XXL      | 101-110        | 100-109    | 130-139    | 73-83        |



## KB Kalhoty břišní + šle



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:** liposukcích břicha, hýždí, boků a oblastí kyčlí

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**KB1** se dvěma klasickými zipy

**KB2** s jedním suchým zipem

**KB3** s jedním klasickým zipem

**KB4** s jedním zipem vzadu

**KB5** bez zipu

Pozn. Kalhoty se oblékají tak, aby textilní štítek byl umístěn zevně a vpředu.

| velikost | Vaše míry v cm |            |            |              |
|----------|----------------|------------|------------|--------------|
|          | obvod pod prsy | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna |
| XS       | 53-62          | 50-59      | 78-89      | 49-51        |
| S        | 63-72          | 60-69      | 90-99      | 52-55        |
| M        | 73-80          | 70-79      | 100-109    | 56-59        |
| L        | 81-90          | 80-89      | 110-119    | 60-63        |
| XL       | 91-100         | 90-99      | 120-129    | 64-72        |
| XXL      | 101-110        | 100-109    | 130-139    | 73-83        |



## KBS Kalhoty břišněstehenní + šle



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:**

liposuckách břicha, stehen, hýždí, boků a oblastí kyčlí

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**KBS1** se dvěma klasickými zipy

**KBS2** s jedním suchým zipem

**KBS3** s jedním klasickým zipem

**KBS4** s jedním zipem vzadu

**KBS5** bez zipu


Pozn. Kalhoty se oblékají tak, aby textilní štítek byl umístěn zevně a vpředu.

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pod prsy | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna | obvod nad kolenem |
|----------|----------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| XS       | 53-62          | 50-59      | 78-89      | 49-51        | 35-36             |
| S        | 63-72          | 60-69      | 90-99      | 52-55        | 37-39             |
| M        | 73-80          | 70-79      | 100-109    | 56-59        | 40-43             |
| L        | 81-90          | 80-89      | 110-119    | 60-63        | 44-47             |
| XL       | 91-100         | 90-99      | 120-129    | 64-72        | 48-52             |
| XXL      | 101-110        | 100-109    | 130-139    | 73-83        | 53-58             |



## KBP Kalhoty břišněpodkolenní + šle



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:** liposuckách břicha, oblastí kyčlí, stehen, hýždí, boků a kolen

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**KBP1** se dvěma klasickými zipy

**KBP2** s jedním suchým zipem

**KBP3** s jedním klasickým zipem

**KBP4** s jedním zipem vzadu

Pozn. Kalhoty se oblékají tak, aby textilní štítek byl umístěn zevně a vpředu.

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pod prsy | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna | obvod nad kolenem | obvod kolene | obvod pod kolenem | obvod lýtky |
|----------|----------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| XS       | 53-62          | 50-59      | 78-89      | 49-51        | 35-36             | 34-35        | 31-32             | 32-33       |
| S        | 63-72          | 60-69      | 90-99      | 52-55        | 37-39             | 35           | 32-33             | 33-35       |
| M        | 73-80          | 70-79      | 100-109    | 56-59        | 40-43             | 36-39        | 34-35             | 35-37       |
| L        | 81-90          | 80-89      | 110-119    | 60-63        | 44-47             | 40-42        | 36-39             | 38-41       |
| XL       | 91-100         | 90-99      | 120-129    | 64-72        | 48-52             | 43-48        | 40-43             | 42-44       |
| XXL      | 101-110        | 100-109    | 130-139    | 73-83        | 53-58             | 49-53        | 44-46             | 45-46       |





## KBK Kalhoty břišněkotníkové + šle



### Barva:

bílá, černá, tělová

### Velikost:

XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

### Ideální po:

liposukcích břicha, oblastí kyčlí, stehen, hýždí, boků, lýtek, kolen a oblastí kotníků

### Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:

**KBK1** se dvěma klasickými zipy

**KBK2** s jedním suchým zipem

**KBK3** s jedním klasickým zipem

**KBK4** s jedním zipem vzadu

Pozn. Kalhoty se oblékají tak, aby textilní štítek byl umístěn zevně a vpředu.

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pod prsy | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna | obvod nad kolenem | obvod kolene | obvod pod kolenem | obvod lýtky | obvod kotníku |
|----------|----------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| XS       | 53-62          | 50-59      | 78-89      | 49-51        | 35-36             | 34-35        | 31-32             | 32-33       | 22            |
| S        | 63-72          | 60-69      | 90-99      | 52-55        | 37-39             | 35           | 32-33             | 33-35       | 22            |
| M        | 73-80          | 70-79      | 100-109    | 56-59        | 40-43             | 36-39        | 34-35             | 35-37       | 23-24         |
| L        | 81-90          | 80-89      | 110-119    | 60-63        | 44-47             | 40-42        | 36-39             | 38-41       | 24-26         |
| XL       | 91-100         | 90-99      | 120-129    | 64-72        | 48-52             | 43-48        | 40-43             | 42-44       | 26-28         |
| XXL      | 101-110        | 100-109    | 130-139    | 73-83        | 53-58             | 49-53        | 44-46             | 45-46       | 28-30         |



## KS Kalhoty stehenní



### Barva:

bílá, černá, tělová

### Velikost:

XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

### Ideální po:

liposukcích podbřišku, oblastí kyčlí, stehen, hýždí, boků

### Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:

**KS1** se dvěma klasickými zipy

**KS2** s jedním suchým zipem

**KS3** s jedním klasickým zipem


**KS5** bez zipu

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna | obvod nad kolenem |
|----------|------------|------------|--------------|-------------------|
| XS       | 50-59      | 78-89      | 49-51        | 35-36             |
| S        | 60-69      | 90-99      | 52-55        | 37-39             |
| M        | 70-79      | 100-109    | 56-59        | 40-43             |
| L        | 80-89      | 110-119    | 60-63        | 44-47             |
| XL       | 90-99      | 120-129    | 64-72        | 48-52             |
| XXL      | 100-109    | 130-139    | 73-83        | 53-58             |



## KP Kalhoty podkolenní



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:** liposuckách podbřišku, stehen, oblastí kyčlí, hýždí, boků a kolen

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**KP1** se dvěma klasickými zipy

**KP2** s jedním suchým zipem

**KP3** s jedním klasickým zipem

**KP5** bez zipu

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna | obvod nad kolenem | obvod kolene | obvod pod kolenem |
|----------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| XS       | 50-59      | 78-89      | 49-51        | 35-36             | 34-35        | 31-32             |
| S        | 60-69      | 90-99      | 52-55        | 37-39             | 35           | 32-33             |
| M        | 70-79      | 100-109    | 56-59        | 40-43             | 36-39        | 34-35             |
| L        | 80-89      | 110-119    | 60-63        | 44-47             | 40-42        | 36-39             |
| XL       | 90-99      | 120-129    | 64-72        | 48-52             | 43-48        | 40-43             |
| XXL      | 100-109    | 130-139    | 73-83        | 53-58             | 49-53        | 44-46             |



## KK Kalhoty kotníkové



**Barva:** bílá, černá, tělová

**Velikost:** XS, S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:** liposuckách podbřišku, oblastí kyčlí, stehen, hýždí, boků, lýtek a kolen a také oblastí kotníků

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**KK1** se dvěma klasickými zipy

**KK2** s jedním suchým zipem

**KK3** s jedním klasickým zipem

**KK5** bez zipu

Vaše míry v cm

| velikost | obvod pasu | obvod boků | obvod stehna | obvod nad kolenem | obvod kolene | obvod pod kolenem | obvod lýtky | obvod kotníku |
|----------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| XS       | 50-59      | 78-89      | 49-51        | 35-36             | 34-35        | 31-32             | 32-33       | 22            |
| S        | 60-69      | 90-99      | 52-55        | 37-39             | 35           | 32-33             | 33-35       | 22            |
| M        | 70-79      | 100-109    | 56-59        | 40-43             | 36-39        | 34-35             | 35-37       | 23-24         |
| L        | 80-89      | 110-119    | 60-63        | 44-47             | 40-42        | 36-39             | 38-41       | 24-26         |
| XL       | 90-99      | 120-129    | 64-72        | 48-52             | 43-48        | 40-43             | 42-44       | 26-28         |
| XXL      | 100-109    | 130-139    | 73-83        | 53-58             | 49-53        | 44-46             | 45-46       | 28-30         |



## NP Nátělník pánský (klasický zip)



**Barva:**

bílá, černá, tělová

**Velikost:**

S, M, L, XL, XXL nebo na míru

**Ideální po:**

liposukcích hrudníku, zad, beder a horní poloviny břicha. S rukávem po liposukci paží

**Kód pro objednání Vámi zvolené varianty prádla:**

**NP** bez rukávů

**NP1** krátký rukáv

**NP2** dlouhý rukáv

| velikost | Vaše míry v cm |            |
|----------|----------------|------------|
|          | obvod hrudníku | odvod pasu |
| S        | 90-94          | 79-81      |
| M        | 95-101         | 82-88      |
| L        | 102-108        | 89-97      |
| XL       | 109-116        | 98-107     |
| XXL      | 117-126        | 108-117    |



## Ukázka šití na míru




**Kalhotky pánské s jedním klasickým zipem**

V případě potřeby nebo nestandardních velikostí je možno za příplatek nechat ušít prádlo zcela podle Vašich požadavků.



## Jak se změřit





*Mediimplant, s.r.o.  
Údolní 8a, 602 00 Brno  
Czech Republic*

*tel.: +420 541 211 814  
fax: +420 549 211 674  
e-mail: [mediimplant@mediimplant.cz](mailto:mediimplant@mediimplant.cz)*

**[www.mediimplant.cz](http://www.mediimplant.cz)**



**Mediimplant**