

Inovace pro viditelný rozdíl

Cristal je sterilní, viskoelastický, hydratovaný, apyrogenní, biologicky kompatibilní zesíťovaný derivát molekuly hyaluronové kyseliny neživočišného původu.

Cristal se používá v estetické medicíně k výplni tkáňových defektů, vrásek a nerovností v oblasti obličeje, ke zvětšení rtů, k modelaci kontur tváře, omlazení a hydrataci tváře, krku a dekoltu.

Bezpečnost

- Biokompatibilní gel s vysokou čistotou (pH 7–7,2), osmolalita 300–360 mOsm.
- Stabilita produktu je zajištěna zesíťováním kyseliny hyaluronové pomocí BDDE
- Bez obsahu proteinů a nežádoucích endotoxinů.

Vedlejší účinky popisované při aplikaci jiných dermálních výplní na bázi kyseliny hyaluronové, jako jsou otoky a bolest, se u přípravků Cristal vyskytují méně často. Je to díky vysoké čistotě kyseliny hyaluronové a kontrolovanému výrobnímu procesu, jež zaručují přípravek bez endotoxinů a bílkovin.

Viskozita

- Vyspělá technologie NGCT (Non Granular Consistency Technology) zaručuje krystalicky čistou gelovou výplň složenou ze zesíťovaných molekul přírodní hyaluronové kyseliny. Tajemství skryté v této technologii se jmenuje tixotropie.

Pro dosažení optimálního estetického efektu stačí aplikovat menší objemy Cristalu než je tomu u jiných dermálních výplní na bázi kyseliny hyaluronové.

Toto je možné právě díky homogenní struktuře a snadné injekční aplikaci, které jsou charakteristické pro Cristal.

Dlouhodobý účinek

- Vysoká koncentrace a síťovitá struktura dodávají dermální výplni Cristal obzvlášť vysokou rezistenci vůči enzymatické degradaci.

Kovalentní vazba molekul chrání před napadáním volnými radikály a tím se prodlužuje účinnost ošetření.

Praktické balení


- Cristal se dodává v jednorázové injekční stříkačce o objemu 1ml s koncovkou Luer Lock a dvěma tenkými jehlami 30G.

Snadná manipulace a přesná aplikace.

Produktová řada pro terapii na míru

- 3 přípravky s různou koncentrací zesíťované kyseliny hyaluronové (Cristal n° 1, Cristal n° 2, Cristal Lips).
- 1 přípravek pro biorevitalizaci (Cristal Soft).

Estetická léčba na míru podle individuálních potřeb pacienta.



Glabella – vrásky mezi obočím
Cristal n°1 | Cristal Lips

Augmentace tváří (doplnění objemu tváří)
Cristal n°2

Nasolabiální rýhy
Cristal n°1
Cristal n°2


Marionetové linie
Cristal n°1
Cristal Lips

Periorální vrásky
Cristal n°1
Cristal Lips

Výrazové linie
Cristal Lips

Zvětšení rtů
Cristal Lips

Kontura linie brady
Cristal n°1
Cristal n°2



Produktová řada Cristal

Cristal pro biorevitalizaci

- pro korekce faciálních kožních deformit (vrásky, rýhy, jizvy)
- pro augmentaci obličeje (tváře, brada)
- pro zvětšení rtů

Cristal n° 1

- Zesíťovaná kyselina hyaluronová 20 mg

Viskozita: 7 500 mPas
Přípravek indikován pro korekci mělkých vrásek.
Určeno pro střední dermis.

Balení:
1 injekční stříkačka o objemu 1 ml
2 jehly (30 G)



Cristal n° 2

- Zesíťovaná kyselina hyaluronová 24 mg

Viskozita: 20 000 mPas
Přípravek indikován pro korekci hlubokých vrásek, rýh a pro modelaci obličejových kontur.
Určeno pro hlubokou dermis.

Balení:
1 injekční stříkačka o objemu 1 ml
2 jehly (30 G)



Cristal Lips

- Zesíťovaná kyselina hyaluronová 14 mg

Viskozita: 5 800 mPas
Přípravek indikován pro mělké vrásky, koutky úst (marionetové linie) a zvětšení rtů.
Určeno pro povrchovou dermis.

Balení:
1 injekční stříkačka o objemu 1 ml
2 jehly (30 G)



- je indikována pro zachování vysoké hydratace

Cristal Soft

- Nezesíťovaná kyselina hyaluronová 14 mg

Viskozita: 12 500 mPas
Přípravek je technologicky strukturován pro estetickou medicínu a pro dlouhotrvající biorevitalizaci.
Určeno pro povrchovou dermis.

Balení:
1 injekční stříkačka o objemu 1 ml
2 jehly (30 G)



- Indikuje se:

1 → ke zvýšení hydratace kůže

2 → ke stimulaci činnosti fibroblastů pro podporu revitalizace kůže (hyaluronová kyselina, kolagen, elastin)


3 → k boji proti stárnutí způsobeném volnými radikály

CRISTAL

DERMÁLNÍ VÝPLNĚ NEJVYŠŠÍ KVALITY

doctor's
program italia
dermocosmetica avanzata

doctor's
program italia
dermocosmetica avanzata



Distributor pro Českou republiku



MEDIMPLANT, s.r.o.
Údolní 8a, 602 00 Brno

Tel.: +420 541 211 814
Fax: +420 549 211 674

E-mail: medimplant@medimplant.cz
www.medimplant.cz

CRISTAL

DERMÁLNÍ VÝPLNĚ NEJVYŠŠÍ KVALITY

**Evoluce v použití
hyaluronové kyseliny**