

Jistota, která trvá

Na veškeré prsní implantáty společnosti Mentor se vztahuje Program¹ celoživotní bezplatné výměny prsních implantátů. Použitím prsních implantátů Mentor plněných silikonovým gelem je pacientka automaticky zařazena také do Záručního programu ochrany pacientky PatientSafe Coverage.

Pojistné krytí produktů

Záruční program ochrany pacientky PatientSafe Coverage se vztahuje na prsní implantáty Mentor plněné silikonovým gelem, které byly implantovány v ČR po 1. únoru 2007, a to za těchto podmínek:

- Prsní implantáty byly implantovány v souladu s pokyny v příbalovém letáku platnými v době implantace i v souladu s dalšími upozorněními a pokyny vydanými společností Mentor
- Prsní implantáty byly implantovány řádně kvalifikovaným a atestovaným chirurgem v souladu se stanovenými chirurgickými postupy

Zahrnuté události

Program celoživotní bezplatné výměny prsních implantátů a Záruční program ochrany pacientky PatientSafe Coverage se vztahují na případy:

- Porušení celistvosti povrchu implantátů, v jejichž důsledku dojde k ruptuře, vyžadující chirurgický zákrok

Společnost Mentor si vyhrazuje právo stanovit, zda bude pojistné krytí poskytnuto i v dalších případech.

Tato záruka je limitovaná, podléhá podmínkám stanoveným v tomto dokumentu a platným záručním podmínkám společnosti Mentor. V rozsahu povoleném zákonem jsou vyloučeny veškeré další záruky, výslovně či předpokládané, ze zákona či jiné, včetně (nikoli výhradně) předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. V době vznesení nároku budou platit podmínky platné v době provedení původní implantace.

¹ Program celoživotní bezplatné výměny prsních implantátů: Společnost Mentor pacientce po celou dobu užívání prsního implantátu bezplatně poskytne náhradní implantát Mentor v jakékoliv velikosti a ve stejném nebo podobném typu, jako původní použitý prsní implantát. Na žádost chirurga může být zvolen jiný typ implantátu (za úhradu rozdílu cen jednotlivých typů dle ceníku).

Program celoživotní bezplatné výměny prsních implantátů

- Vztahuje se automaticky na všechny pacientky s prsními implantáty Mentor
- Zaručuje při prokazatelném prasknutí implantátu, bez ohledu na stáří, nárok na bezplatnou výměnu prsního implantátu jakékoliv velikosti a podobného typu

Další výhody Záručního programu ochrany pacientky PatientSafe Coverage

- Automatické zařazení
- V případě prasknutí implantátu bude poskytnuto až 25 000 Kč finanční pomoci na pronájem operačního sálu, anestezii a chirurgické poplatky za jakýkoliv revizní výkon provedený do 10 let od data původní implantace, které nejsou kryté pojištěním²

Nezahrnuté události

Program celoživotní bezplatné výměny prsních implantátů a Záruční program ochrany pacientky PatientSafe Coverage se nevztahuje na případy:

- Vyjmutí neporušených implantátů z důvodů kapsulární kontraktury, zvrásnění nebo zvlnění
- Porušení celistvosti povrchu implantátu, k němuž dojde v důsledku reoperačních postupů, otevřené nebo uzavřené kapsulotomie.
- Vyjmutí neporušených implantátů z důvodu volby jiné velikosti
- Souběžný chirurgický zákrok na druhém prsu za účelem výměny neporušeného implantátu

² Při platbě budou upřednostněny náklady na operační sál a anestezii. Aby jste měla nárok na tuto finanční podporu, musíte podepsat Formulář vzdání se nároků a uplatnění záruky pacientkou. Finanční podpora neznamená půjčku pacientce.

Cohesive I™

Siltex™ Round Moderate Profile			
Vol.	Diam.	Proj.	Catalog #
100 cc	8,8 cm	2,5 cm	354-1007
125 cc	9,3 cm	2,8 cm	354-1257
150 cc	10,2 cm	2,7 cm	354-1507
175 cc	10,7 cm	2,8 cm	354-1757
200 cc	11,2 cm	2,8 cm	354-2007
225 cc	11,4 cm	3,0 cm	354-2257
250 cc	11,5 cm	3,3 cm	354-2507
275 cc	12,4 cm	3,4 cm	354-2757
300 cc	12,6 cm	3,5 cm	354-3007
325 cc	12,9 cm	3,6 cm	354-3257
350 cc	13,4 cm	3,7 cm	354-3507
375 cc	13,4 cm	3,8 cm	354-3757
400 cc	13,5 cm	3,9 cm	354-4007
450 cc	13,9 cm	4,1 cm	354-4507
500 cc	14,2 cm	4,3 cm	354-5007
550 cc	14,8 cm	4,4 cm	354-5507
600 cc	15,4 cm	4,5 cm	354-6007
700 cc	16,8 cm	4,3 cm	354-7007
800 cc	17,2 cm	4,6 cm	354-8007

Siltex™ Round Moderate Plus Profile			
Vol.	Diam.	Proj.	Catalog #
100 cc	8,1 cm	2,7 cm	354-1001
125 cc	8,8 cm	2,9 cm	354-1251
150 cc	9,4 cm	3,0 cm	354-1501
175 cc	10,0 cm	3,2 cm	354-1751
200 cc	10,5 cm	3,3 cm	354-2001
225 cc	10,9 cm	3,5 cm	354-2251
250 cc	11,3 cm	3,6 cm	354-2501
275 cc	11,7 cm	3,7 cm	354-2751
300 cc	12,0 cm	3,7 cm	354-3001
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	354-3251
350 cc	12,6 cm	3,8 cm	354-3501
375 cc	12,9 cm	3,9 cm	354-3751
400 cc	13,2 cm	4,0 cm	354-4001
450 cc	13,7 cm	4,1 cm	354-4501
500 cc	14,1 cm	4,2 cm	354-5001
550 cc	14,4 cm	4,4 cm	354-5501
600 cc	14,7 cm	4,5 cm	354-6001
700 cc	15,7 cm	4,8 cm	354-7001
800 cc	16,6 cm	5,0 cm	354-8001

Siltex™ Round High Profile			
Vol.	Diam.	Proj.	Catalog #
125 cc	8,4 cm	3,6 cm	354-4125
150 cc	8,9 cm	3,8 cm	354-4150
175 cc	9,4 cm	4,0 cm	354-4175
200 cc	9,9 cm	4,1 cm	354-4200
225 cc	10,2 cm	4,3 cm	354-4225
250 cc	10,5 cm	4,5 cm	354-4250
275 cc	10,9 cm	4,6 cm	354-4275
300 cc	11,1 cm	4,7 cm	354-4300
325 cc	11,5 cm	4,8 cm	354-4325
350 cc	11,7 cm	4,9 cm	354-4350
375 cc	12,0 cm	5,0 cm	354-4375
400 cc	12,3 cm	5,1 cm	354-4400
425 cc	12,5 cm	5,2 cm	354-4425
450 cc	12,7 cm	5,2 cm	354-4450
500 cc	13,2 cm	5,4 cm	354-4500
550 cc	13,5 cm	5,6 cm	354-4550
600 cc	14,0 cm	5,7 cm	354-4600
650 cc	14,3 cm	5,8 cm	354-4650
700 cc	14,7 cm	6,0 cm	354-4700
800 cc	15,4 cm	6,3 cm	354-4800

Siltex™ Round Ultra High Profile			
Vol.	Diam.	Proj.	Catalog #
135 cc	8,0 cm	4,3 cm	354-5135
160 cc	8,4 cm	4,5 cm	354-5160
185 cc	8,6 cm	4,6 cm	354-5185
215 cc	8,9 cm	4,7 cm	354-5215
240 cc	9,2 cm	4,9 cm	354-5240
270 cc	9,5 cm	5,0 cm	354-5270
295 cc	9,9 cm	5,2 cm	354-5295
320 cc	10,0 cm	5,3 cm	354-5320
350 cc	10,3 cm	5,4 cm	354-5350
375 cc	10,5 cm	5,5 cm	354-5375
400 cc	10,8 cm	5,6 cm	354-5400
430 cc	11,1 cm	5,8 cm	354-5430
455 cc	11,3 cm	5,9 cm	354-5455
480 cc	11,6 cm	6,0 cm	354-5480
535 cc	12,1 cm	6,3 cm	354-5535
590 cc	12,6 cm	6,5 cm	354-5590

Upozornění: Rozměry jednotlivých implantátů se mohou u tohoto typu produktů mírně lišit. Ne všechny jednotky se přesně shodují s uvedenými rozměry.

Důvěra ve zkušenost

Volba prsních implantátů od společnosti uznávané na celém světě pro svoji technologickou dokonalost a produktovou podporu je pro lékaře rozhodující investicí. Nemluvě o značné jistotě pro pacientky.

Klíč k našemu skvělému úspěchu:

- **Rozsáhlá historie výzkumu a testování**
- **Přísné americké i evropské výrobní normy**
- **Program celoživotní bezplatné výměny implantátů**

S dotazy či žádostmi o dodatečné informace nebo objednávkami se prosím obračejte na Medimplant s.r.o., distributora prsních implantátů Mentor pro Českou republiku.



Výrobce:
Mentor
3041 Skyway Circle North Irving, TX
75038

201 Mentor Drive
Santa Barbara, CA 93111 USA
Tel: +1 805 879 6000
Fax: +1 805 967 7108
www.mentorcorp.com

Výrobce:
Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands

Distributor pro
Českou republiku



MEDIMPLANT, s.r.o.
Údolní 8a
602 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 541 211 814
Fax: +420 549 211 674
E-mail: medimplant@medimplant.cz
www.medimplant.cz



Trvalá dokonalost Kulaté gelové implantáty Cohesive I™



Distributor pro Českou republiku



Soudržnost vždy a všude



Profil Moderate
nejširší základna | nižší profil



Profil High
užší základna | vyšší profil


Více stylů, více možností

Více možností, jak dosáhnout optimálního výsledku

Úspěšné zákroky jsou ty, kdy se podaří zvolit implantát nevhodnější pro daný tělesný typ a zároveň se splní očekávání pacientky. Díky široké nabídce velikostí, profilů a textury poskytuje společnost Mentor chirurgům více možností, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Kulaté a proslavené

Kulaté prsní implantáty obsahující **MemoryGel®** patří mezi první silikonové gelové implantáty, které obdržely povolení amerického Úřadu pro kontrolu léčiv a potravin (FDA). Společnost Mentor nabízí kulaté gelové implantáty se dvěma stupni kohezivnosti: Cohesive I™ a Cohesive II™, a se čtyřmi různými profily: Moderate, Moderate *Plus*, High a Ultra High.



Na úspěch je recept



Prsní implantáty obsahující MemoryGel® – spolehlivá volba

Implantáty obsahující MemoryGel® získaly během dvaceti let na celém světě důvěru miliónů žen, které je použily. Proč? Naše implantáty působí na dotek více jako přirozená prsní tkáň, aniž to ovlivňuje jejich spolehlivost či bezpečnost. Mentor v současnosti ve Spojených státech provádí osm klinických studií prsních implantátů ze silikonového gelu. Studií společnosti Mentor se zúčastnilo více než 200 000 žen s cílem poskytnout patřičné množství klinických důkazů o bezpečnosti a účinnosti prsních implantátů plněných silikonem. Tak jako doposud bude společnost Mentor i nadále otevřeně prezentovat objektivní, klinické údaje o bezpečnosti prsních implantátů.

Obrázek vydá za tisíc slov

Abychom ukázali, jak gelový materiál drží rovnoměrně pohromadě, rozřízli jsme prsní implantát obsahující MemoryGel® na poloviny. MemoryGel® je kohezivní látka podobná želatině, která se chová spíše jako pevná látka než tekutina, a proto si zachovává svůj tvar.

Společnost Mentor přísně dbá na dodržování kvality při výrobě, díky čemuž vznikla silikonová pouzdra, která při testech vykazují vynikající pevnost, pružnost i elasticitu.

kohezivní silikon

Implantáty Mentor obsahují kohezivní gel s ideálními vlastnostmi pro přirozený vzhled

Cohesive I™

Standardní stupeň kohezivnosti gelu, který se používá u implantátů Mentor. Jedná se o nejměkčí gel vyrobený společností Mentor, který je již léta preferován u kulatých gelových prsních implantátů s texturovaným povrchem a profilem Moderate, Moderate *Plus*, High i Ultra High, expandérů Becker a speciálně nastavitelých implantátů Spectra®.

Cohesive II™

Pevnější gel pro pacientky toužící po implantátu pevnějším na dotek. Tento gel se používá u kulatých prsních implantátů s texturovaným povrchem a profilem Moderate, Moderate *Plus* nebo High a v expandérech Becker Contour Profile®.

Údaje z klinické studie pro FDA¹



PRSNÍ IMPLANTÁTY MENTOR® obsahující MEMORYGEL®		
	Výskyt ruptury	Výskyt kapsulární kontraktury III/IV
Augmentace (primární)	1,1% (0,3-4,3) N=552	9,8% (7,6-12,7) N=552
Rekonstrukce (primární)	3,8% (1,4-9,8) N=251	13,7% (9,7-19,1) N=251

¹ Data z výroční zprávy šestileté klinické studie gelu, předloženo FDA USA v listopadu 2008
¹ Úřad pro kontrolu léčiv a potravin

Kvalita je nutností, ne luxusem

Jsmo přesvědčeni, že použití nejlepších lékařských produktů se stává samozřejmostí, je-li v sázce úspěch operace i spokojenost pacientky. V chirurgii, jako i ve většině jiných případů, je volba toho nejlepšího rovněž volbou nejspolehlivějšího výsledku.

Výrobní dokonalost

- Přísné americké i evropské výrobní normy
- Pečlivé testy potvrzují schopnost pouzdra udržet gel po dobu životnosti implantátu
- Pouzdro navrženo s důrazem na pevnost a nepropustnost
- Vysoce poddajné pouzdro usnadňuje umístění
- Optimalizovaná strukturální integrita
- Program celoživotní bezplatné výměny prsních implantátů

Obvyklé mýty o gelu

Nejasnosti spojené s kohezivitou

Mezi některými pacienty i chirurgy stále ještě panují nesprávné názory týkající se silikonového gelu. Všechny gely vyrobené společností Mentor jsou kohezivní polymery, ne tekutiny. Gelové materiály drží rovnoměrně pohromadě. MemoryGel® je kohezivní látka podobná želatině, která se chová spíše jako pevná látka než tekutina, a proto si zachovává svůj tvar.

Na chemii záleží

Klíčovým faktorem při konstrukci pouzdra je jeho chemické složení. Nezáleží příliš na počtu vrstev pouzdra, důležitá je pevnost materiálu a celková optimální tloušťka pouzdra. Stěna pouzdra od společnosti Mentor je stále stejně pevná s ověřenými fyzikálními vlastnostmi.

Mýtus o prosakování

Neustále se diskutuje o malých molekulách silikonového gelu, které mohou pronikat pouzdrem implantátu do těla. Miniaturní množství „průsaku“ se vyskytuje u všech silikonových prsních implantátů. Je důležité zdůraznit, že všechny gelové implantáty společnosti Mentor mají nízký průsak. „Celkové množství siloxanů detekované v „průsaku gelu“ z přípravků MemoryGel® činilo 4,7 mikrogramů (...), což je více než milionkrát pod hladinou nějakého účinku.“¹

¹ Roger Wixtrom Ph.D., s odkazem na oficiální Souhrn dat o bezpečnosti a účinnosti MemoryGel® PMA (PMA P030053) společnosti Mentor, vydaný FDA v době schválení prsních implantátů plněných silikonovým gelem v listopadu 2006 a dostupný na internetových stránkách FDA.