

Trvalá dokonalost

Contour Profile® Gel – řada 300



CPG™ 331,
COHESIVE III™, Tall Height, Moderate Projection



CPG™ 332,
COHESIVE III™, Tall Height, Moderate *Plus* Projection



CPG™ 333,
COHESIVE III™, Tall Height, High Projection



CPG™ 321,
COHESIVE III™, Medium Height, Moderate Projection



CPG™ 322,
COHESIVE III™, Medium Height, Moderate *Plus* Projection



CPG™ 323,
COHESIVE III™, Medium Height, High Projection



CPG™ 311,
COHESIVE III™, Low Height, Moderate Projection



CPG™ 312,
COHESIVE III™, Low Height, Moderate *Plus* Projection



CPG™ 313,
COHESIVE III™, Low Height, High Projection



CPG™ řada 300

Jednoduchost sama

LEGENDA KE ZNAČENÍ CPG™

Stupeň kohezivity	Výška implantátu	Profil implantátu
III 3	Tall 3	High 3
	Medium 2	Moderate <i>Plus</i> 2
	Low 1	Moderate 1

1 = Stupeň kohezivity
2 = Výška implantátu
3 = Profil implantátu

Představuje jednoduchý způsob, jak přesně určit, který stupeň kohezivity, výšku a profil každý implantát nabízí.

Tři čísla jsou vše, co musíte znát.

První číslo určuje typ implantátu. Contour Profile® je řada 300 a současně snadný způsob, jak si zapamatovat, že všechny CPG™ implantáty jsou Cohesive III™. Druhé číslo se vztahuje k výšce implantátu, přičemž 1 je nejnižší hodnota a 3 nejvyšší. Třetí číslo určuje profil implantátu. Číslo 1 představuje Moderate profil, číslo 2 představuje Moderate *Plus* profil a číslo 3 představuje High profil. Objednávky jsou pak tak jednoduché jako říct jedna – dva – tři.

Chytrý způsob, jak zvolit implantát

Výběr implantátu by měl být jednoduchý a přesný zároveň. S tímto cílem vyvinula společnost Mentor skupinu implantátů Contour Profile® Gel (CPG™) řada 300. Tři výšky, tři profily a více způsobů, jak zvolit přesně takový implantát, jaký pacientka potřebuje.

Více možností pro krásný dekolt

Vyvinuto na základě požadavku lékařů mít méně zásob, které se však budou hodit na více tělesných typů. Implantáty Contour Profile® Gel v sobě spojují obě požadované vlastnosti: efektivnost skladových zásob i vysokou flexibilitou rozměrů.

- tři profily: Moderate, Moderate *Plus* a High
- tři výšky: nízká, střední a prodloužená
- jedinečný tvar: profil navržen tak, aby vizuální výsledek byl co nejlepší
- Cohesive III™ MemoryGel®, nejvíce kohezivní, tvar držící gel od společnosti Mentor
- pozvolný sklon v horní polovině implantátu zajistí jeho stabilitu
- orientační znaménka usnadňují chirurgické umístění
- textura Siltex™


MemoryGel® jedinečný výsledek
PRSNÍ IMPLANTÁTY





Řez implantátem Contour Profile® s kohezivním gelem Cohesive III™

Patentovaný kohezivní silikonový gel od společnosti Mentor drží rovnoměrně tvar a podobá se na dotek skutečné prsní tkáni. Krásně poddajný. Pevný, ale ne tuhý. MemoryGel® nabízí pacientkám přirozenější vzhled i pocit. Díky variabilitě gelových komponentů produkuje společnost Mentor širokou škálu konzistencí od měkkých (Cohesive I™) po pevné (Cohesive III™).

Všechny CPG™ produkty obsahují Cohesive III™ MemoryGel®, který zajistí optimální konzistenci pro esteticky dokonalé výsledky.

Řada implantátů Contour Profile® Gel – řada 300

Obsahující Cohesive III™ MemoryGel®



CPG™ 331

Cohesive III™, Tall Height,
Moderate Projection

CPG™ implantát s prodlouženou výškou a profilem Moderate je navržen pro vysoké pacientky s úzkým trupem, které si přejí získat augmentaci středně velké poprsí. Tento implantát také vykazuje vynikající výsledky při korekcích hypoplazie prsou u výše uvedeného typu pacientek.

Jako prostředek při rekonstrukcích jej lze použít jako následný implantát po zavedení tkáňového expandéru Tall Height Contour Profile®.

CPG™ 321

Cohesive III™, Medium Height,
Moderate Projection

CPG™ implantát se střední výškou a profilem Moderate je skvělou volbou pro většinu pacientek podstupujících augmentaci, ať už je spojena s modelací prsou či nikoliv.

Nabízí se také jako možnost u pacientek, které podstupují rekonstrukci a nepožadují vysoký profil a lze jej také použít jako následný implantát po našem tkáňovém expandéru Medium Height Contour Profile®.

CPG™ 311

Cohesive III™, Low Height,
Moderate Projection

CPG™ implantát s nízkou výškou a profilem Moderate je navržen k augmentaci nebo rekonstrukci u malých pacientek s širokým trupem, které si přejí běžný profil.

Jako rekonstrukční prostředek lze tento implantát použít po našich tkáňových expandérech Low Height Contour Profile® i Medium Height Contour Profile®.

CPG™ 332

Cohesive III™, Tall Height,
Moderate *Plus* Projection

CPG™ implantát s prodlouženou výškou a profilem Moderate *Plus* má stejný obrys jako CPG™ 331, ale v dolní polovině má vyšší profil. Jedná se o ideální prostředek pro vysoké pacientky s úzkým trupem, které touží po větším profilu.

I tento implantát je volbou pro pacientky podstupující rekonstrukci s použitím tkáňových expandérů Tall Height Contour Profile®.

CPG™ 322

Cohesive III™, Medium Height,
Moderate *Plus* Projection

CPG™ implantát se střední výškou a profilem Moderate *Plus* je vhodný pro mnoho pacientek podstupujících augmentaci. Tato vhodnost je dána zejména tvarem dolní poloviny implantátu se zvýšeným středním profilem.

Jako rekonstrukční prostředek jej lze použít po našem tkáňovém expandéru Medium Height Contour Profile® nebo ve spojení s lalokem latissimus dorsi.

CPG™ 312

Cohesive III™, Low Height,
Moderate *Plus* Projection

CPG™ implantát s nízkou výškou a profilem Moderate *Plus* nabízí s vyšším profilem v dolní polovině více možností při plastických operacích prsou. Jedná se o implantát velmi vhodný pro pacientky s kratším a širším trupem, které si přejí augmentaci se zvýšeným středním profilem zejména ve spodní polovině prsu.

Jako rekonstrukční prostředek lze tento implantát použít po našich tkáňových expandérech Low Height Contour Profile® i Medium Height Contour Profile®.

CPG™ 333

Cohesive III™, Tall Height,
High projection

CPG™ implantát s prodlouženou výškou a profilem High zajišťuje větší výšku s nejvyšším profilem. Je navržen pro augmentace u vysokých, štíhlých pacientek s úzkým trupem, které touží po výsledném vysokém profilu.

U dvoufázových rekonstrukčních zákroků lze tento implantát použít po našem tkáňovém expandéru Tall Height Contour Profile®. Je to rovněž ideální volba při jednofázových rekonstrukcích v případech, kdy je třeba se přizpůsobit objemnému druhému prsu.

CPG™ 323

Cohesive III™, Medium Height,
High Projection

CPG™ implantát se střední výškou a profilem High nabízí více možností při augmentačních zákrocích, zejména při korekci ptózy bez modelace prsou.

Rovněž je ideálním prostředkem při rekonstrukčních zákrocích, kdy je důležitý vysoký profil v dolní polovině prsu. Při dvoufázových rekonstrukčních zákrocích lze tento implantát použít po našem tkáňovém expandéru Medium Height Contour Profile®.

CPG™ 313

Cohesive III™, Low Height,
High Projection

Tento CPG™ implantát s nízkou výškou a profilem High je ideálním prostředkem pro augmentaci u malých pacientek s širokým trupem, které touží po vysokém profilu v dolní polovině prsou.

Při dvoufázových rekonstrukcích lze tento implantát použít po našich tkáňových expandérech Low Height Contour Profile® i Medium Height Contour Profile®.

Řada implantátů Contour Profile® Gel – řada 300

CPG™ 331

Cohesive III™, Tall Height, Moderate Projection



Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
125 cc	9,0 cm	9,2 cm	3,2 cm	2,4 cm	3,9 cm	334-0903
150 cc	9,5 cm	9,7 cm	3,3 cm	2,6 cm	4,1 cm	334-0953
175 cc	10,0 cm	10,2 cm	3,4 cm	2,7 cm	4,3 cm	334-1003
200 cc	10,5 cm	10,7 cm	3,5 cm	2,8 cm	4,6 cm	334-1053
230 cc	11,0 cm	11,3 cm	3,6 cm	3,0 cm	4,8 cm	334-1103
265 cc	11,5 cm	11,8 cm	3,7 cm	3,1 cm	5,0 cm	334-1153
300 cc	12,0 cm	12,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	334-1203
340 cc	12,5 cm	12,8 cm	4,0 cm	3,4 cm	5,4 cm	334-1253
380 cc	13,0 cm	13,3 cm	4,1 cm	3,5 cm	5,6 cm	334-1303
425 cc	13,5 cm	13,8 cm	4,3 cm	3,6 cm	5,9 cm	334-1353
475 cc	14,0 cm	14,3 cm	4,5 cm	3,8 cm	6,1 cm	334-1403
530 cc	14,5 cm	14,8 cm	4,6 cm	3,9 cm	6,3 cm	334-1453
585 cc	15,0 cm	15,3 cm	4,8 cm	4,0 cm	6,5 cm	334-1503
645 cc	15,5 cm	15,9 cm	5,0 cm	4,2 cm	6,7 cm	334-1553

CPG™ 332

Cohesive III™, Tall Height, Moderate Plus Projection

Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
145 cc	9,0 cm	9,4 cm	3,8 cm	2,8 cm	4,6 cm	334-0909
175 cc	9,5 cm	9,9 cm	4,0 cm	3,0 cm	4,9 cm	334-0959
205 cc	10,0 cm	10,4 cm	4,2 cm	3,1 cm	5,1 cm	334-1009
235 cc	10,5 cm	10,9 cm	4,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	334-1059
270 cc	11,0 cm	11,5 cm	4,7 cm	3,5 cm	5,7 cm	334-1109
305 cc	11,5 cm	12,0 cm	4,9 cm	3,6 cm	5,9 cm	334-1159
350 cc	12,0 cm	12,5 cm	5,1 cm	3,8 cm	6,2 cm	334-1209
395 cc	12,5 cm	13,0 cm	5,3 cm	3,9 cm	6,4 cm	334-1259
445 cc	13,0 cm	13,5 cm	5,5 cm	4,1 cm	6,7 cm	334-1309
495 cc	13,5 cm	14,1 cm	5,7 cm	4,2 cm	7,0 cm	334-1359
555 cc	14,0 cm	14,6 cm	5,9 cm	4,4 cm	7,2 cm	334-1409
615 cc	14,5 cm	15,1 cm	6,1 cm	4,6 cm	7,5 cm	334-1459
680 cc	15,0 cm	15,6 cm	6,3 cm	4,7 cm	7,7 cm	334-1509

CPG™ 333

Cohesive III™, Tall Height, High projection

Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
180 cc	9,0 cm	9,4 cm	4,6 cm	3,1 cm	5,5 cm	334-0904
215 cc	9,5 cm	9,9 cm	4,8 cm	3,3 cm	5,8 cm	334-0954
250 cc	10,0 cm	10,4 cm	5,1 cm	3,4 cm	6,1 cm	334-1004
290 cc	10,5 cm	10,9 cm	5,3 cm	3,6 cm	6,4 cm	334-1054
330 cc	11,0 cm	11,5 cm	5,6 cm	3,8 cm	6,8 cm	334-1104
380 cc	11,5 cm	12,0 cm	5,8 cm	3,9 cm	7,1 cm	334-1154
430 cc	12,0 cm	12,5 cm	6,0 cm	4,1 cm	7,4 cm	334-1204
485 cc	12,5 cm	13,0 cm	6,2 cm	4,3 cm	7,7 cm	334-1254
545 cc	13,0 cm	13,5 cm	6,5 cm	4,5 cm	8,0 cm	334-1304
610 cc	13,5 cm	14,1 cm	6,7 cm	4,6 cm	8,3 cm	334-1354
680 cc	14,0 cm	14,6 cm	6,9 cm	4,8 cm	8,6 cm	334-1404
755 cc	14,5 cm	15,1 cm	7,1 cm	5,0 cm	8,9 cm	334-1454

CPG™ 321

Cohesive III™, Medium Height, Moderate Projection

Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
120 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,3 cm	3,1 cm	4,3 cm	354-0908
135 cc	9,5 cm	8,9 cm	3,5 cm	3,2 cm	4,5 cm	354-0958
155 cc	10,0 cm	9,4 cm	3,7 cm	3,4 cm	4,7 cm	354-1008
180 cc	10,5 cm	9,9 cm	3,8 cm	3,6 cm	5,0 cm	354-1058
215 cc	11,0 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,6 cm	5,1 cm	354-1108
245 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,0 cm	3,8 cm	5,3 cm	354-1158
280 cc	12,0 cm	11,3 cm	4,2 cm	4,0 cm	5,6 cm	354-1208
315 cc	12,5 cm	11,8 cm	4,4 cm	4,1 cm	5,8 cm	354-1258
355 cc	13,0 cm	12,2 cm	4,6 cm	4,3 cm	6,0 cm	354-1308
395 cc	13,5 cm	12,7 cm	4,7 cm	4,5 cm	6,3 cm	354-1358
440 cc	14,0 cm	13,2 cm	4,9 cm	4,6 cm	6,5 cm	354-1408
480 cc	14,5 cm	13,6 cm	5,0 cm	5,0 cm	6,9 cm	354-1458
530 cc	15,0 cm	14,1 cm	5,2 cm	5,1 cm	7,2 cm	354-1508
640 cc	16,0 cm	15,0 cm	5,6 cm	5,5 cm	7,6 cm	354-1608
775 cc	17,0 cm	16,0 cm	5,9 cm	5,8 cm	8,1 cm	354-1708

CPG™ 322

Cohesive III™, Medium Height, Moderate Plus Projection

Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
140 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,8 cm	2,9 cm	4,7 cm	334-0905
165 cc	9,5 cm	8,9 cm	4,0 cm	3,0 cm	4,9 cm	334-0955
195 cc	10,0 cm	9,4 cm	4,2 cm	3,2 cm	5,2 cm	334-1005
225 cc	10,5 cm	9,9 cm	4,4 cm	3,3 cm	5,5 cm	334-1055
255 cc	11,0 cm	10,3 cm	4,7 cm	3,5 cm	5,7 cm	334-1105
295 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,9 cm	3,7 cm	6,0 cm	334-1155
330 cc	12,0 cm	11,3 cm	5,1 cm	3,8 cm	6,3 cm	334-1205
375 cc	12,5 cm	11,8 cm	5,3 cm	4,0 cm	6,5 cm	334-1255
420 cc	13,0 cm	12,2 cm	5,5 cm	4,1 cm	6,8 cm	334-1305
475 cc	13,5 cm	12,7 cm	5,7 cm	4,3 cm	7,0 cm	334-1355
525 cc	14,0 cm	13,2 cm	5,9 cm	4,5 cm	7,3 cm	334-1405
585 cc	14,5 cm	13,6 cm	6,1 cm	4,6 cm	7,6 cm	334-1455
650 cc	15,0 cm	14,1 cm	6,3 cm	4,8 cm	7,8 cm	334-1505

CPG™ 323

Cohesive III™, Medium Height, High Projection

Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
165 cc	9,0 cm	8,5 cm	4,6 cm	3,0 cm	5,3 cm	334-0902
195 cc	9,5 cm	8,9 cm	4,8 cm	3,2 cm	5,6 cm	334-0952
225 cc	10,0 cm	9,4 cm	5,1 cm	3,4 cm	5,9 cm	334-1002
260 cc	10,5 cm	9,9 cm	5,3 cm	3,5 cm	6,2 cm	334-1052
300 cc	11,0 cm	10,3 cm	5,6 cm	3,7 cm	6,5 cm	334-1102
345 cc	11,5 cm	10,8 cm	5,8 cm	3,9 cm	6,8 cm	334-1152
390 cc	12,0 cm	11,3 cm	6,0 cm	4,0 cm	7,1 cm	334-1202
440 cc	12,5 cm	11,8 cm	6,2 cm	4,2 cm	7,4 cm	334-1252
495 cc	13,0 cm	12,2 cm	6,5 cm	4,4 cm	7,7 cm	334-1302
555 cc	13,5 cm	12,7 cm	6,7 cm	4,5 cm	8,0 cm	334-1352
620 cc	14,0 cm	13,2 cm	6,9 cm	4,7 cm	8,3 cm	334-1402
685 cc	14,5 cm	13,6 cm	7,1 cm	4,9 cm	8,6 cm	334-1452

CPG™ 311

Cohesive III™, Low Height, Moderate Projection



Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
100 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,0 cm	2,5 cm	4,1 cm	334-0901
120 cc	9,5 cm	8,5 cm	3,2 cm	2,6 cm	4,3 cm	334-0951
140 cc	10,0 cm	8,9 cm	3,4 cm	2,8 cm	4,5 cm	334-1001
160 cc	10,5 cm	9,4 cm	3,6 cm	2,9 cm	4,7 cm	334-1051
180 cc	11,0 cm	9,8 cm	3,7 cm	3,0 cm	5,0 cm	334-1101
210 cc	11,5 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	334-1151
235 cc	12,0 cm	10,7 cm	4,1 cm	3,3 cm	5,4 cm	334-1201
270 cc	12,5 cm	11,2 cm	4,2 cm	3,5 cm	5,6 cm	334-1251
300 cc	13,0 cm	11,6 cm	4,4 cm	3,6 cm	5,9 cm	334-1301
335 cc	13,5 cm	12,0 cm	4,6 cm	3,7 cm	6,1 cm	334-1351
375 cc	14,0 cm	12,5 cm	4,7 cm	3,9 cm	6,3 cm	334-1401
415 cc	14,5 cm	12,9 cm	4,9 cm	4,0 cm	6,5 cm	334-1451
460 cc	15,0 cm	13,4 cm	5,1 cm	4,1 cm	6,8 cm	334-1501
510 cc	15,5 cm	13,8 cm	5,2 cm	4,3 cm	7,0 cm	334-1551
560 cc	16,0 cm	14,3 cm	5,4 cm	4,4 cm	7,2 cm	334-1601
615 cc	16,5 cm	14,7 cm	5,6 cm	4,6 cm	7,4 cm	334-1651

CPG™ 312

Cohesive III™, Low Height, Moderate Plus Projection

Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
125 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,8 cm	2,5 cm	4,6 cm	334-0907
145 cc	9,5 cm	8,4 cm	4,0 cm	2,6 cm	4,8 cm	334-0957
170 cc	10,0 cm	8,8 cm	4,2 cm	2,7 cm	5,1 cm	334-1007
195 cc	10,5 cm	9,3 cm	4,4 cm	2,9 cm	5,4 cm	334-1057
225 cc	11,0 cm	9,7 cm	4,7 cm	3,0 cm	5,6 cm	334-1107
255 cc	11,5 cm	10,2 cm	4,9 cm	3,1 cm	5,9 cm	334-1157
290 cc	12,0 cm	10,6 cm	5,1 cm	3,3 cm	6,1 cm	334-1207
330 cc	12,5 cm	11,1 cm	5,3 cm	3,4 cm	6,4 cm	334-1257
370 cc	13,0 cm	11,5 cm	5,5 cm	3,6 cm	6,6 cm	334-1307
415 cc	13,5 cm	12,0 cm	5,7 cm	3,7 cm	6,9 cm	334-1357
465 cc	14,0 cm	12,4 cm	5,9 cm	3,8 cm	7,1 cm	334-1407
515 cc	14,5 cm	12,8 cm	6,1 cm	4,0 cm	7,4 cm	334-1457
570 cc	15,0 cm	13,3 cm	6,3 cm	4,1 cm	7,7 cm	334-1507
630 cc	16,0 cm	14,2 cm	6,8 cm	4,4 cm	8,2 cm	334-1607

CPG™ 313

Cohesive III™, Low Height, High Projection



Volume	Width	Height	Projection	A	Arc Length	Catalog #
130 cc	9,0 cm	8,1 cm	4,4 cm	2,6 cm	5,2 cm	334-0906
155 cc	9,5 cm	8,6 cm	4,5 cm	2,7 cm	5,4 cm	334-0956
180 cc	10,0 cm	9,0 cm	4,6 cm	2,9 cm	5,7 cm	334-1006
210 cc	10,5 cm	9,5 cm	4,8 cm	3,0 cm	6,0 cm	334-1056
240 cc	11,0 cm	9,9 cm	4,9 cm	3,2 cm	6,3 cm	334-1106
270 cc	11,5 cm	10,3 cm	5,0 cm	3,3 cm	6,6 cm	334-1156
310 cc	12,0 cm	10,8 cm	5,2 cm	3,5 cm	6,9 cm	334-1206
350 cc	12,5 cm	11,2 cm	5,4 cm	3,6 cm	7,2 cm	334-1256
395 cc	13,0 cm	11,7 cm	5,6 cm	3,8 cm	7,4 cm	334-1306
440 cc	13,5 cm	12,2 cm	5,8 cm	3,9 cm	7,7 cm	334-1356
490 cc	14,0 cm	12,6 cm	6,1 cm	4,0 cm	8,0 cm	334-1406
545 cc	14,5 cm	13,1 cm	6,3 cm	4,2 cm	8,3 cm	334-1456
605 cc	15,0 cm	13,5 cm	6,6 cm	4,3 cm	8,6 cm	334-1506



201 Mentor Drive
Santa Barbara, CA 93111 USA
Tel: +1 805 879 6000
Fax: +1 805 967 7108
www.mentorcorp.com

Výrobce:
Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands

Distributor pro
Českou republiku



MEDIMPLANT, s.r.o.
Údolní 8a
602 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 541 211 814
Fax: +420 549 211 674
E-mail: medimplant@medimplant.cz
www.medimplant.cz